



Каталог аксессуаров и запасных частей для приборов серии СОРБИ®

Новосибирск
2025

Уважаемые коллеги!

В каталоге вы найдете описание и фотографии аксессуаров и запасных частей, необходимых для бесперебойной работы приборов серии СОРБИ[®].

Приобретая запасные части у нас, вы обеспечиваете постоянство технических и метрологических характеристик прибора.

Заказ по каталогу

Для заказа выбранных аксессуаров и запасных частей воспользуйтесь одним из вариантов:

- отправьте заявку на **client@meta.su**
- позвоните по телефонам:
(383) 336-10-71
(383) 336-10-72

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ




Редуктор газовый двухступенчатый ME

Артикул UC9215

Для газа–адсорбата: азот, аргон.

Понижает давление газа на выходе из газового баллона.

Совместимость:
| Сорби–М | Сорби–MS |



Редуктор газовый двухступенчатый ME-Г

Артикул UC9214

Для газа–носителя: гелий.

Понижает давление газа на выходе из газового баллона.

Совместимость:
| Сорби–М | Сорби–MS |



Манометр ТМ-210Р (0...0,6МПа) ГАЗ М12х1,5 класс точ. 2,5

Артикул ЕИ0053

Входит в состав «Редуктор газовый двухступенчатый ME» (Арт. UC9215) и «Редуктор газовый двухступенчатый ME-Г» (Арт. UC9214).
Поставляется с метрологической поверкой.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Манометр ТМ-210Р (0...25МПа) ГАЗ М12х1,5 кл.т. 2,5

Артикул ЕИ0054

Входит в состав «Редуктор газовый двухступенчатый МЕ» (Арт. УС9215) и «Редуктор газовый двухступенчатый МЕ-Г» (Арт. УС9214).
Поставляется с метрологической поверкой.



Штуцер для газового редуктора

Артикул УС9200

Совместимость:
| УС9215 | УС9214 |



Штуцер для газового редуктора (разветвитель)

Артикул УС9223

Совместимость:
| УС9215 | УС9214 |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Шланг полимерный PUN 3 x 0,5-RT

Артикул EE0045

Предназначен для подачи газа–носителя
в приборы серии «Сорби».

Цвет: оранжевый

Совместимость:
| Сорби–М | Сорби–MS |



Шланг полимерный PUN 3 x 0,5-SW

Артикул EE0046

Предназначен для подачи газа–адсорбата
в приборы серии «Сорби».

Цвет: черный

Совместимость:
| Сорби–М | Сорби–MS | СорбиПреп |



Теплообменник 3D

Артикул UC9235/

Входит в состав «Держатель ампулы с
теплообменником» (Арт. UC9229).

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Держатель ампулы с теплообменником

Артикул UC9229

Совместимость:
| Сорби-М | Сорби-MS |



Держатель ампулы с капилляром

Артикул UC9221

Совместимость:
| Сорби-М |



Мембрана хроматографическая

Артикул AC0328

Входит в состав «Узел ввода градуировочного модуля» (Арт. UC0565).

Совместимость:
| Сорби-MS |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Набор калиброванных ампул (Боросиликатное стекло, Boro Pro)

Артикул OC9209

Ампулы из боросиликатного стекла 3.3
(прецизионная точность).

Совместимость:
I Сорби-М I Сорби-MS I



Набор калиброванных ампул (Боросиликатное стекло, Boro)

Артикул OC9204

Ампулы из боросиликатного стекла 3.3
(допустимая точность).

Совместимость:
I Сорби-М I




Набор калиброванных ампул (Кварцевое стекло, Quartz)

Артикул OC9202

Ампулы из кварцевого стекла
(прецизионная точность).

Совместимость:
I Сорби-М I Сорби-MS I

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Набор резиновых уплотнителей

Артикул KC9206

Предназначен для проведения регламентных работ.

Совместимость:

| Сорби-М | Сорби-MS | СорбиПреп |



Прокладка уплотнительная для основания держателя ампулы универсальная

Артикул AC0479

Предназначена для проведения регламентных работ.

Совместимость:

| Сорби-М | Сорби-MS | СорбиПреп |

АКСЕССУАРЫ



Подставка для калиброванной ампулы

Артикул AC0609

Предназначена для фиксации калиброванной ампулы в вертикальном положении при взвешивании образца.

Совместимость:
| Калиброванные ампулы: Boro Pro, Boro, Quartz |



Штатив для калиброванных ампул

Артикул TP0301

Предназначен для хранения ампул в вертикальном положении.



Приспособление для сборки держателя ампул

Артикул OC9208

Аксессуар для регламентных работ с держателями ампул различных модификаций.

АКСЕССУАРЫ



Пробка резиновая на ампулу

Артикул TP0309

Предназначена для герметизации навески испытуемого образца в калиброванной ампуле. Изготовлена из натурального каучука. Диапазон рабочих температур: – 35 +70 С. Геометрия – усеченный конус.

Размеры:
высота 20мм;
нижний диаметр 8мм;
верхний диаметр 12 мм.

Совместимость:
I Калиброванные ампулы: Boro Pro, Boro, Quartz I



Воронка для заливки жидкого азота

Артикул OC0683

Предназначена для заливки жидкого азота.

Совместимость:
I Сорби-М I Сорби-MS I




Ерш пробирочный

Артикул TP0310

Предназначен для чистки калиброванных ампул.

Совместимость:
I Калиброванные ампулы: Boro Pro, Boro, Quartz I

АКСЕССУАРЫ



Микрошпатель прямой

Артикул TP0307

Полированная нержавеющая сталь.
Двухсторонний.

Совместимость:
| Калиброванные ампулы: Boro Pro, Boro, Quartz |



Микрошпатель-ложка

Артикул TP0308

Полированная нержавеющая сталь.

Совместимость:
| Калиброванные ампулы: Boro Pro, Boro, Quartz |



Термос для заливки жидкого азота

Артикул OC9203

Объем 1,5л. Предназначен для заливки жидкого азота.

Совместимость:
| Сорби-М | Сорби-MS |

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Шприц «Hamilton», 5 мл

Артикул E40026

Техническое средство метрологического обеспечения.

Совместимость:
| Сорби-MS |



Государственный стандартный образец удельной поверхности ГСО 7912-2001

Артикул TP0018

Перечень аттестованных значение эталонов см.
в разделе «Стандартные образцы» на сайте
www.meta.su

Техническое средство метрологического обеспечения.



Узел ввода градуировочного модуля

Артикул UC0565

Техническое средство метрологического обеспечения.

Совместимость:
| Сорби-MS |

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Датчик температуры термотренировки

Артикул UC0577

Техническое средство метрологического обеспечения.

Совместимость:

| Сорби-М | Сорби-MS | СорбиПреп |

Заказ по каталогу

Для заказа выбранных аксессуаров и запасных частей воспользуйтесь одним из вариантов:

- отправьте заявку на **client@meta.su**
- позвоните по телефонам:
(383) 336-10-71
(383) 336-10-72